



ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μάσκα Λαιμού και Ντεκολτέ

【Πρώτη χρήση – Υποχρεωτικά】

Δοκιμή φωτοευαισθησίας:

- Φορέστε τη συσκευή στο χέρι σας από τη μέση πλευρά ανάμεσα στον καρπό και στον αγκώνα. Θέστε τη σε λειτουργία για 10 λεπτά. Αν δεν εμφανιστεί ερυθρότητα, φαούρα ή άλλη αντίδραση, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε κανονικά.

【Σημαντικές προφυλάξεις & αντενδείξεις】

- Απαγορεύεται η χρήση από εγκύους, άτομα με φωτοευαισθησία και ασθενείς με δερματικές παθήσεις
- Απαγορεύεται σε άτομα με ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότες)
- Μην χρησιμοποιείτε στο μπάνιο ή κοντά σε νερό (δεν είναι αδιάβροχη)
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας

【Γρήγορα βήματα】

1 Καθαρισμός δέρματος:




Καθαρίστε τον λαιμό και στεγνώστε τον καλά. Το δέρμα πρέπει να είναι χωρίς μακιγιάζ και εντελώς στεγνό.

2 Συναρμολόγηση:



Συνδέστε την κύρια μονάδα με το χειριστήριο, ρυθμίστε τους μάντες και φορέστε τη συσκευή.

3 Ενεργοποίηση:



Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ανοίξει η συσκευή. Η προεπιλογή είναι χαμηλή ένταση – με σύντομο πάτημα αλλάζετε από χαμηλή → μεσαία → υψηλή.

4 Αυτόματη απενεργοποίηση:



Με την ενεργοποίηση ξεκινά αυτόματα χρονόμετρο 20 λεπτών. Όταν ολοκληρωθεί, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

5 Μετά τη χρήση:



Αφαιρέστε τη συσκευή και συνεχίστε με τη συνηθισμένη περιποίηση του δέρματος. Συνιστάται χρήση 3-5 φορές την εβδομάδα.



QUICK START GUIDE CARD

Neck mask

【First use must do】

- Light Sensitivity Test: Apply it to the forearm and expose it to light for 10 minutes. If there is no redness, itching or other reactions, you can use it normally.

【Important Precautions】(Note)

- Pregnant women, people with photosensitivity, and patients with skin diseases are prohibited from using
- Those wearing medical devices such as pacemakers are prohibited from using
- Do not use in the bathroom or near water sources as it is not waterproof
- Do not use while charging
- Do not attempt to disassemble or modify it yourself

【Quick steps】



Clean the skin: Clean the neck and dry it. Keep it makeup-free and dry.



Assemble: Attach the main unit and the controller, adjust the straps and then wear it.



Power On: Press the power button to turn on. The default setting is low gear; short press to switch from low to medium to high mode.



Automatic Shutdown: Once turned on, it starts a 20-minute timer. When the timer is over, it automatically shuts down.



Post-Routine Care: Remove the instrument and continue with your daily skincare routine; it is recommended to use 3-5 times per week.